

IMPLANT Ø3,75 mm



KDAOF4001-05

IMPLANT Ø4,25 mm



KDAOF4006-10

COUVERCLE DE FERMETURE





DELOC4001

PILIER DE CICATRISATION



KDPOC4001-04



IMPLANT Ø4,75 mm



KDAOF4011-15

IMPLANT Ø5,75 mm



KDAOF4016-19

COUVERCLE DE FERMETURE



DELOC4002

PILIER DE CICATRISATION



KDPOC4005-08

RESTAURATION UNITAIRE

SCELLÉE

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| COIFFE D'EMPREINTE (CO) KDSOF4002/04 | RÉPLIQUE KDROC4002 | PILIER PROVISOIRE KDHOF4003 | PILIER ANGLÉ KDMOF4017-20 | PILIER DROIT KDMOF4009-12 | PILIER FRAISABLE KDBOF4002/03 | VIS DE LABORATOIRE KDTOC4006 | VIS DE CLINIQUE KDTOC4004 |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

CAD-CAM

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| COIFFE D'EMPREINTE (CO) KDSOF4002/04 | RÉPLIQUE KDROC4002 | BASE EN TITANE KDMOF4022 | PILIER PROVISOIRE KDHOF4003 | VIS DE LABORATOIRE KDTOC4006 | VIS DE CLINIQUE KDTOC4004 | SCAN BODY KDIO4003 | SCAN DE PILIER KDIOF4002 |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|

RESTAURATION MULTIPLE

SCELLÉE

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| COIFFE D'EMPREINTE (CO) KDSOF4002/04 | RÉPLIQUE KDROC4002 | COIFFE D'EMPREINTE (CF) KDSOF0014 | PILIER PROVISOIRE KDHOF4004 | PILIER ANGLÉ KDMOF4017-20 | PILIER DROIT KDMOF4009-12 | PILIER FRAISABLE KDBOF4002/03 | VIS DE LABORATOIRE KDTOC4006 | VIS DE CLINIQUE KDTOC4004 |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

VISSÉE

TRANSÉPITHÉLIALE

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PME DROIT KDGOC4005-08 | PILIER CICATRISATION ME KDPOF0035 | COIFFE D'EMPREINTE ME KDSOF0015 | RÉPLIQUE ME KDROC0012 | CYL. PROVISOIRE ME KDGOF0028 | CALCINABLE ME KDCOF0117 | VIS DE CLINIQUE ME KDTOC0056 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

OVERDENTURES

DIRECTEMENT À L'IMPLANT

EQUATOR

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| OT EQUATOR IMPLANT RH130AW15/25/35/45/55 | CONTENEUR COIFFES RH141CAE | DISQUE PROTECTEUR RH100PD | RÉTENTIONS RH140CEV / T / R / G / N | TRANSFERT AVEC COIFFE RH044CAN | RÉPLIQUE RH144AE |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|

TRANSÉPITHÉLIALE

BARRE

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PME DROIT KDGOC4005-08 | PILIER CICATRISATION ME KDPOF0035 | COIFFE D'EMPREINTE ME KDSOF0015 | RÉPLIQUE ME KDROC0012 | CYL. PROVISOIRE ME KDGOF0028 | CALCINABLE ME KDCOF0117 | VIS DE CLINIQUE ME KDTOC0056 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

